

RX400 MedX

Fördelar för sjukhus och kliniker

Säkerhet

RX400 MedX kan endast användas med Rimage USB-minnen som har särskilda säkerhetsfunktioner, exempelvis WORM-skydd (Write Once, Read Many). Detta säkerställer att inga andra filer som kan innehålla skadlig kod, virus eller andra hot kan läggas till på USB-minnet och därmed ta sig in i känsliga nätverk.

Endast med RX400 MedX är det möjligt att tillfälligt låsa upp WORM-skyddet, lägga till nya data och därefter återaktivera WORM-skyddet. Detta minskar riskerna med skadliga USB-minnen och ger IT-miljön ett extra säkerhetslager.

Med den integrerade termiska etikettskrivaren kan du enkelt märka varje USB-minne individuellt och därmed säkerställa att rätt USB-minne lämnas till rätt person. När ett registrerat och verifierat USB-minne kopplas ur skapas automatiskt en särskild patientetikett på en PE-folieetikett.

Förenklad hantering

Den integrerade pekskärmen visar alla väntande undersökningar, sorterade efter patient, från samtliga anslutna DICOM-källor på sjukhuset. Via pekskärmen väljer du vilken undersökning som ska lagras på USB-minnet.

Tack vare den högpresterande hårdvaran kan USB-minnen med en normal datamängd på cirka 500 MB skapas på mindre än 30 sekunder. Det gör det möjligt att skapa media direkt på plats när en patient kommer till receptionen.

USB-teknik

Eftersom RX400 MedX saknar rörliga och mekaniska delar är systemet mycket servicevänligt. De flesta komponenter är lättåtkomliga och enkla att byta genom att öppna höljet.

SSD-enheten är lättåtkomlig men samtidigt säkert låst i en skyddande hållare. Den innehåller enhetens konfigurationsdata och lokalt lagrade undersökningsdata. Vid behov kan du därför beställa en utbytesenhet och helt enkelt använda den befintliga SSD-enheten i den nya enheten. På så sätt behöver känsliga data aldrig lämna verksamhetens IT-miljö.

Fördelar för systemintegratörer

Dedikerad support

Rimages globala serviceorganisation har särskilda applikationsingenjörer som erbjuder support under samtliga steg av systemintegrationen.

Enkel integration

API för RX400 MedX möjliggör enkel integration för leverantörer av DICOM-programvara. RX400 MedX är redan fullt integrerad med flera DICOM-lösningar för patient-CD och USB.

USB-teknik

USB-tekniken gör det enkelt för systemintegratörer att erbjuda USB som ytterligare ett lagringsmedium vid sidan av Rimages optiska system.

Fördelar för patienter

Tillförlitlig lagring av patientdata

Möjligheten att återanvända USB-minnet innebär att du kan samla dina medicinska data på ett och samma lagringsmedium. Det gör det även möjligt för läkare att få tillgång till patientens samlade historik, vilket kan underlätta bedömningen av sjukdomsförloppet.

Kortare väntetider

RX400 MedX kan skapa ett USB-minne med en typisk undersökning på cirka 30 sekunder. Patienten behöver därför inte vänta länge på sitt personliga USB-minne.

Dataskydd och säkerhet

Med RX400 MedX tillförs ytterligare ett säkerhetslager för patientinformation som lagras på fysiska medier. Personliga medicinska data kan krypteras, vilket innebär att det vid förlust av USB-minnet blir mycket svårt för obehöriga att komma åt känsliga patientuppgifter och journaldata. Denna funktion måste dock stödjas av den DICOM-programvara som används.

Servicealternativ

För RX400 MedX erbjuder vi två olika typer av serviceavtal för att tillgodose våra kunders olika behov.

Insändningsservice

Kunden skickar RX400 MedX-systemet till serviceverkstaden på egen bekostnad. När systemet har anlänt reparerar serviceteamet det så snabbt som möjligt. Efter reparation skickas systemet tillbaka till kunden och Rimage står för kostnaden för returfrakten.

Fast-Track-service

Rimage skickar en utbytesenhet till kunden nästkommande arbetsdag, på Rimages bekostnad. När utbytesenheten har anlänt skickar kunden tillbaka den defekta enheten med hjälp av den medföljande returetiketten.

Jag har valt idiomatisk svenska framför en helt ordagrann översättning, så att texten fungerar bättre som professionell produkt- och marknadstext.